



癌

ターゲット名	交差性	感度	文献数	製品番号
alpha 1 Antitrypsin	Hu	13 ng/ml	4	ab189579
Annexin V	Hu	23.4 pg/ml		ab223863
Apolipoprotein B	Hu	5.7 ng/ml	1	ab190806
Bcl2	Hu	1.4 ng/ml		ab202411
Cancer Antigen CA125	Hu	0.07 U/ml	2	ab195213
Catalase	Hu	43 pg/ml	1	ab171572
COX2	Ms	97 pg/ml		ab210574
EGF	Hu	1.04 pg/ml		ab217772
ERK 1/2 (pT202/Y204 + Total)	Hu, Ms	Phospho-ERK (Thr202/Tyr204): 0.1 ng/ml, Total ERK1/2: 0.6 ng/ml		ab176660
FGF21	Ms	1.47 pg/ml		ab212160
Frataxin	Hu	1.1 pg/ml	1	ab176112
HIF-1alpha	Hu	42 pg/ml	2	ab171577
IGF1	Hu	51 pg/ml		ab211651
Insulin	Hu	1.1 pmol/l	1	ab200011
MASPIN	Hu	8 pg/ml		ab218269
mTOR	Hu, Ms, Rat	16.7 pg/ml		ab206311
NGAL	Ms	1.1 pg/ml	2	ab199083
Osteopontin	Hu	1.3 pg/ml		ab192143
p53	Hu	65 pg/ml		ab171571
PAI1	Hu	21 pg/ml	1	ab184863
PD-L1	Hu	2.16 pg/ml		ab214565
Pro Caspase 3	Hu	3 pg/ml		ab192146
TIMP1	Hu	23 pg/ml	1	ab187394
VEGF Receptor 2	Hu	10 pg/ml		ab213476
Von Willebrand Factor A2	Ms	37 pg/ml		ab208980

● 交差性の略語は、Hu: Human, Ms: Mouse です。 ● 製品は全て研究用です。

注目製品

Human PD-L1 SimpleStep ELISA Kit [28-8] (ab214565)

PD-L1 抗体として定評のあるウサギ・モノクローナル抗体のクローン「28-8」(ab205921) と、90分で結果が出る SimpleStepELISA のフォーマットを組み合わせ誕生した ELISA キットです。「28-8」を用いた免疫組織染色で検出し、同じ抗体を用いたキットで定量するという、一貫した実験系を組むことができます。

注目ポイント

検出用抗体として用いているクローン「28-8」は、PD-L1 に対する反応特異性を PD-L1 ノックアウト細胞での確認を行なっています。また PD-L2 に対して反応しないことも確認しています。

●他社同等品の比較

	製品	検出範囲 (pg/ml)	感度 (pg/ml)	測定時間 (分)
アブカム	Human PD-L1 SimpleStep ELISA Kit (ab214565)	17.2 - 1,100	2.16	90
他社	Human PD-L1 ELISA Kit	25 - 1,600	4.52	270

アブカム株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-2-1
Tel : 03-6231-0940 Fax : 03-6231-0941
E-mail : orders@abcam.co.jp
URL : www.abcam.co.jp/simplestep

販売店・取扱店

SimpleStep ELISA[®] フライヤー限定 abcam

20%OFF クーポン

クーポン番号 : SSEF1

有効期限 : 2018年6月30日 対象製品 : SimpleStep ELISA[®] キット
※1枚につき1製品、1回限りご利用頂けます。

SimpleStep ELISA[®] フライヤー限定 abcam

20%OFF クーポン

クーポン番号 : SSEF2

有効期限 : 2018年6月30日 対象製品 : SimpleStep ELISA[®] キット
※1枚につき1製品、1回限りご利用頂けます。

SimpleStep ELISA[®] フライヤー限定 abcam

20%OFF クーポン

クーポン番号 : SSEF3

有効期限 : 2018年6月30日 対象製品 : SimpleStep ELISA[®] キット
※1枚につき1製品、1回限りご利用頂けます。

abcam

SimpleStep ELISA[®]

時間がないなら……




で結果を出します。

SimpleStep ELISA キット[®] とは
アブカムが開発した、
操作方法が簡単で時間が短く、
感度が高い、
サンドイッチ ELISA キットで、
時間がない研究者には、
理想的とも言える製品です。

特長

- 90 minutes 操作が簡単
- 90 minutes 実験時間が短い
- 90 minutes 感度が高い
- 90 minutes バラツキが小さい
- 90 minutes マウス・サンプルで有利

研究分野別おすすめ製品リスト



免疫

ターゲット名	交差性	感度	文献数	製品番号
beta 2 Microglobulin	Hu	31.25 pg/ml	2	ab181423
C Reactive Protein	Hu	4 pg/ml	2	ab181416
Cardiotrophin 1	Hu	3.2 pg/ml		ab216166
CD95	Hu	2 pg/ml		ab183360
E-selectin	Ms	8.55 pg/ml		ab201279
ENO1	Hu	8.1 U/ml		ab181417
Eotaxin	Ms	8.1 pg/ml	1	ab201277
Exodus 2	Hu	3.8 pg/ml	1	ab193759
Fractalkine	Ms	276 pg/ml		ab206981
G-CSF	Hu	5.2 pg/ml		ab188390
GRO gamma	Ms	1.47 pg/ml	1	ab206310
ICAM1	Hu	1.6 pg/ml		ab174445
IFN gamma	Hu	470 pg/ml		ab174443
IgA	Hu	0.25 ng/ml	1	ab196263
IgE	Hu	0.02 ng/ml		ab195216
IL1 beta	Ms	1 pg/ml		ab197742
IL6	Hu	12 pg/ml	2	ab178013
IL17A	Ms, Rat	1.1 pg/ml		ab214028
IP-10	Ms	3.4 pg/ml		ab214563
MCP1	Hu	1.1 pg/ml	1	ab179886
MIP3a	Hu	13 pg/ml	1	ab178015
RANTES	Hu	2 pg/ml	1	ab174446
SCF	Hu	0.51 pg/ml		ab176109
TNF alpha	Hu	14 pg/ml	5	ab181421




エピジェネティクス

ターゲット名	交差性	感度	文献数	製品番号
AMPK alpha 1	Hu	0.452 ng/ml	1	ab181422
APE1	Ms	28.8 pg/ml		ab207616
Clusterin	Hu	30 ng/ml		ab174447
Clusterin	Ms	280 pg/ml		ab199079
CREB1 (pS133)	Hu, Ms	0.5 µg/ml		ab176638
CREB1 (Total)	Hu, Ms	1 µg/ml		ab176639
ERG	Hu	0.57 ng/ml		ab183363
HDAC1	Hu	0.35 ng/ml		ab200012
mtTFA	Hu	536 pg/ml	1	ab181425
NF kappaB p65	Hu, Ms	5 µg/ml		ab176648
NF kappaB p65 (pS536)	Hu, Ms	5 µg/ml	2	ab176647
NF kappaB p65 (pS536 + Total)	Hu, Ms	500 pg/ml	2	ab176663
Nucleophosmin	Ms	600 pg/ml		ab216172
p70 S6 kinase (Total)	Hu, Ms	0.3 µg/ml		ab176652
SIRT1	Hu	132 pg/ml	3	ab171573
SIRT1	Hu, Ms, Rat	31 pg/ml		ab206983
SMAD 1 (pS463/465)	Hu, Ms	10 µg/ml		ab186036
SMAD 1 (pS463/465) + SMAD1 (Total)	Hu, Ms	20 µg/ml		ab186035
SMAD 3 (pS423/425)	Hu, Ms	10 µg/ml		ab186038
SMAD5	Hu, Ms, Rat	21.9 pg/ml		ab213471
STAT1 (pY701)	Hu	< 20 µg/ml		ab176653
STAT3 (pY705)	Hu	30 µg/ml		ab176654
STAT3 (Total)	Hu	15 µg/ml		ab176655
STAT5 A/B	Hu	5 µg/ml		ab205714

● 交差性の略語は、Hu: Human, Ms: Mouse です。 ● 製品は全て研究用です。

abcam



神経

ターゲット名	交差性	感度	文献数	製品番号
Agrin	Hu	4.6 pg/ml		ab216945
alpha synuclein	Hu	110 pg/ml		ab210973
Alpha1-antichymotrypsin	Hu	327 pg/ml		ab217779
BDNF	Hu, Ms, Rat	2.4 pg/ml	1	ab212166
Beta IG-H3	Hu	6.3 pg/ml		ab220651
Calbindin	Hu	3.7 pg/ml		ab218270
EphA1	Ms	2.4 pg/ml		ab210573
ERK1	Hu	12.9 pg/ml		ab215545
gamma-synuclein	Hu	5.15 pg/ml		ab224884
GFAP	Hu, Ms, Rat	47 pg/ml		ab223867
GSK-3beta (pS9 + Total)	Hu, Ms	5 µg/ml		ab205711
HO1	Hu			ab207621
Leptin	Ms	33.6 pg/ml		ab199082
MERTK	Ms	27.8 pg/ml		ab210572
NGFR	Ms, Rat	1.6 pg/ml		ab205569
NUMB	Hu, Ms, Rat	4.98 pg/ml		ab207614
Parkin	Hu	9.7 pg/ml		ab212159
Pin1	Hu, Ms, Rat	11.2 pg/ml		ab209879
PON2	Hu, Ms, Rat	41 pg/ml		ab208984
PRAS40	Hu, Ms, Rat	23.5 pg/ml		ab210580
RAGE	Hu	2.4 pg/ml		ab190807
S100A1	Cow, Hu, Ms	2.5 pg/ml		ab219635
SHP2	Hu, Ms, Rat	239 pg/ml		ab206309
Tau	Cow, Hu, Rat	3.3 pg/ml		ab210972



その他

ターゲット名	交差性	感度	文献数	製品番号
AKT 1/2/3 (pS473) + AKT1 (Total)	Hu, Ms, Rat	30 pg/ml		ab176657
Albumin	Hu	210 pg/ml		ab179887
beta Catenin (pS45)	Hu, Ms	2 µg/ml		ab205703
beta Catenin (Total)	Hu, Ms	0.5 µg/ml		ab205704
Cardiac Troponin I	Hu	7 pg/ml		ab200016
Chromogranin A	Hu	168 pg/ml		ab196271
Collagen I	Hu	5.3 pg/ml		ab210966
Collagen I	Ms, Rat	6.7 pg/ml		ab210579
D-Dimer	Hu	71 pg/ml		ab196269
Factor IX	Hu	0.23 ng/ml		ab188393
Factor VII	Hu	292 pg/ml		ab190810
Ferritin	Hu	13 pg/ml		ab200018
Fibrinogen	Hu	188 pg/ml	2	ab208036
Fibrinogen	Ms	38 ng/ml		ab213478
GAPDH	Ms, Hu	5 ng/ml	1	ab176642
GFP		1.8 pg/ml	1	ab171581
GLP1	Hu	25 pg/ml	2	ab184857
Human Growth Hormone	Hu	1.4 pg/ml	1	ab190811
LOX 1	Hu			ab212161
Osteocalcin	Hu	0.1 ng/ml		ab195214
PCSK9	Hu	68 pg/ml		ab209884
PDGF BB	Hu	2.1 pg/ml		ab184860
Plasma kallikrein 1B	Hu	154 pg/ml		ab202405
SOD2	Hu	0.22 ng/ml		ab178012

プロトコールを含む各製品の詳細は、アブカムのウェブサイトでご覧いただけます。
製品検索ウィンドウに製品番号を入力し、 ボタンをクリックしてください。

 www.abcam.co.jp

お問い合わせは電話 +81-(0)3-6231-0940 または [メール](#)でどうぞ

abcam

タンパク質名、化合物名、製品番号など

